

HERGOM[®]

ASPIRADORES



Aparato de succión Eléctrico Modelo YX980D

CARACTERISTICAS:

- Succión y flujo alto con cilindros de doble pistón
- Usada especialmente para operaciones quirúrgicas
- Succiona grandes cantidades de fluido
- Desempeño satisfactorio
- Diseño avanzado
- Requerimientos eléctricos: clase I y equipo tipo B

DATOS TÉCNICOS:

- Dimensiones: 38 x 27 x 89 cm
- Peso: 25.5 kg
- Botella de almacenamiento (ml): 4000 x 2 (PC), 2000 x 2 (PC)
- Potencia de entrada (VA) 280
- Fuente de alimentación 110v, 60Hz
- Presión máxima ≥ 0.09 MPa

Aspiradores

HERGOM[®]
EQUIPMENT FOR LIFE
www.hergom-medical.com

Sucursales

México
México D.F.
01 (55) 3093 1090

Guadalajara
01 (33) 3617 0335
01 (33) 3617 0445
Fax: 01 (33) 3618 6155

Monterrey
01 (81) 1345 2924
01 (81) 1345 2927
01 (81) 8346 8082
Fax: 01 (81) 8311 4364

Puebla
01 (222) 403 2997
01 (222) 211 4442
Fax: 01 (222) 296 7570

Lado sin costo
y del interior de la República
01 800 087 0690